

# AMPLIRUN®

DNA/RNA AMPLIFICATION CONTROLS



# ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE, MOLEKULARE KONTROLLE

Unabhängige molekulare Kontrollen für die  
Untersuchung von Infektionskrankheiten



## AMPLIRUN® -BESONDERHEITEN

- Unabhängige Kontrolle durch Dritte: gültig für jede molekulare Testplattform.
- Gereinigte Nukleinsäure, vollständiges mikrobielles Genom.
- Jedes Zielgen kann verstärkt werden.
- Genaue Konzentration in Kopien/µl verifiziert durch Droplet Digital PCR (ddPCR).
- Nicht infektiöses Material mit Inaktivierungszertifikat.
- Lyophilisierte Reagenzien sorgt für Stabilität und reduziert die Transportkosten.
- Stamm- und NCBI-Sequenzen sind bei [www.vircell.com](http://www.vircell.com) verfügbar.



## PRODUKT-ANWENDUNGEN

- Qualitätssicherung der Amplifikationsprüfung.
- Nachweisgrenze und Assay-Spezifität.
- Verifizierung von Charge zu Charge.
- Assay-Entwicklung, -Optimierung und -Validierung.
- Schulungs-/Testzwecke.
- Einhaltung gesetzlicher Anforderungen/Einhaltung des Akkreditierungsprozesses.

## MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Vircell verfügt sowohl über die Erfahrung als auch über die Kapazitäten, um maßgeschneiderte biologische Kontrollen für alle Arten von Instrumenten und Assays zu entwerfen, zu entwickeln und zu liefern. Wir können Variationen der bestehenden Produkte in Bezug auf Konzentrations- oder Reinigungsanforderungen herstellen, oder wir können ganz neue Paneele an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



# AMPLIRUN® DNA/RNA-AMPLIFIKATIONSKONTROLLEN

Zertifizieren Sie die Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer molekularen Tests für Infektionskrankheiten

Beschreibung	Art.-Nr.:	Kopien/µl
AMPLIRUN® ACANTHAMOEBA CASTELLANII DNA-KONTROLLE	<b>MBC054-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ADENOVIRUS 41 DNA-KONTROLLE	<b>MBC114-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ADENOVIRUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC001</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ASPERGILLUS FUMIGATUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC002-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BACILLUS CEREUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC004-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BARTONELLA HENSELAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC005-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BARTONELLA QUINTANA DNA-KONTROLLE	<b>MBC006-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BK VIRUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC051-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORDETELLA HOLMESII DNA-KONTROLLE	<b>MBC092-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC007-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORDETELLA PERTUSSIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC008-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORRELIA AFZELII DNA-KONTROLLE	<b>MBC078-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORRELIA BURGDORFERI DNA-KONTROLLE	<b>MBC076-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORRELIA GARINII DNA-KONTROLLE	<b>MBC077-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® BRUCELLA ABORTUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC009-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA KONTROLLE	<b>MBC088-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CANDIDA ALBICANS DNA-KONTROLLE	<b>MBC010-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CANDIDA AURIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC127-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CHIKUNGUNYA-VIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC099-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC012</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC011</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CHLAMYDOPHILA PSITTACI DNA-KONTROLLE	<b>MBC013-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA-KONTROLLE	<b>MBC043-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® COCCIDIOIDES IMMITIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC014-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC090-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS NL63 RNA-KONTROLLE	<b>MBC142-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS OC43 RNA-KONTROLLE	<b>MBC135-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS SARS (2003) RNA-KONTROLLE	<b>MBC136-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® COXIELLA BURNETII DNA-KONTROLLE	<b>MBC018-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® COXSACKIE A6 RNA-KONTROLLE	<b>MBC063-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® COXSACKIE B1 RNA-KONTROLLE	<b>MBC061-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® COXSACKIE B5 RNA-KONTROLLE	<b>MBC062-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA-KONTROLLE	<b>MBC015-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® CRYPTOSPORIDIUM PARVUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC126-R</b>	700-2,000
AMPLIRUN® CYTOMEGALOVIRUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC016</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® DENGUE-1-VIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC055-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® DENGUE-2-VIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC056-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® DENGUE-3-VIRUS-RNA-KONTROLLE	<b>MBC057-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® DENGUE-4-VIRUS-RNA-KONTROLLE	<b>MBC058-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® ÖSTLICHE PFERDEENZEPHALITIS VIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC097-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® ECHOVIRUS 5 RNA-KONTROLLE	<b>MBC064-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECALIS (vanB) DNA-KONTROLLE	<b>MBC115-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECIUM (vanA) DNA-KONTROLLE	<b>MBC116-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 68 RNA-KONTROLLE	<b>MBC125</b>	12,500-20,000

Beschreibung	Art.-Nr.:	Kopien/µl
AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 71 RNA KONTROLLE	<b>MBC019</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® EPSTEIN-BARR-VIRUS-DNA-KONTROLLE	<b>MBC065</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EAEC) DNA-KONTROLLE	<b>MBC121-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EIEC) DNA-KONTROLLE	<b>MBC122-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EPEC) DNA-KONTROLLE	<b>MBC123-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (ETEC) DNA-KONTROLLE	<b>MBC124-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (VTEC) DNA-KONTROLLE	<b>MBC022-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® FRANCISELLA TULARENSIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC110-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® GARDNERELLA VAGINALIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC108-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® GIARDIA INTESTINALIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC119-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HAEMOPHILUS DUCREYI DNA-KONTROLLE	<b>MBC021-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC020-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HELICOBACTER PYLORI DNA-KONTROLLE	<b>MBC049-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HERPES SIMPLEX 1 DNA-KONTROLLE	<b>MBC023</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HERPES SIMPLEX 2 DNA-KONTROLLE	<b>MBC024</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HHV-6 DNA-KONTROLLE	<b>MBC025-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HHV-8 DNA-KONTROLLE	<b>MBC128-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® HUMANE PARAINFLUENZA 1 RNA-KONTROLLE	<b>MBC105-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H1 RNA-KONTROLLE	<b>MBC028</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H3 RNA-KONTROLLE	<b>MBC029</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H5 RNA KONTROLLE	<b>MBC052</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA B RNA-KONTROLLE	<b>MBC030</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® JAPANISCHE ENZEPHALITIS RNA-KONTROLLE	<b>MBC134-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® KLEBSIELLA PNEUMONIAE (NDM-1) DNA-KONTROLLE	<b>MBC107-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA-KONTROLLE	<b>MBC031-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® LEISHMANIA CHAGASI DNA-KONTROLLE	<b>MBC060-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® LEISHMANIA INFANTUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC032-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® LISTERIA MONOCYTOGENES DNA-KONTROLLE	<b>MBC033-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MASERN-RNA-KONTROLLE	<b>MBC046-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® MERS CORONAVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC132</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® METAPNEUMOVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC144-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® AFFENPOCKENVIRUS DNA-KONTROLLE <b>NEU</b>	<b>MBC146-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MORAXELLA CATARRHALIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC117-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MUMPS RNA-KONTROLLE	<b>MBC040-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM AVIUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC086-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE DNA-KONTROLLE	<b>MBC087-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM KANSASII DNA-KONTROLLE	<b>MBC095-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC034</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM ULCERANS DNA-KONTROLLE	<b>MBC094-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA GENITALIUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC085</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA HOMINIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC084</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC035</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA GONORRHOEAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC075</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG A DNA-KONTROLLE	<b>MBC036-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG B DNA-KONTROLLE	<b>MBC066-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG C DNA-KONTROLLE	<b>MBC053-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® NOROVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC111-R</b>	700-2,000
AMPLIRUN® NEUARTIGE INFLUENZA-A-H1N1-RNA-KONTROLLE	<b>MBC082</b>	12,500-20,000

Beschreibung	Art.-Nr.:	Kopien/ $\mu$ l
AMPLIRUN® ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI DNA-KONTROLLE	<b>MBC106-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® PAPILLOMAVIRUS TYP 16 DNA-KONTROLLE	<b>MBC067-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® PAPILLOMAVIRUS TYP 18 DNA-KONTROLLE	<b>MBC068-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 1 RNA-KONTROLLE	<b>MBC037</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 2 RNA-KONTROLLE	<b>MBC038</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 3 RNA-KONTROLLE	<b>MBC039</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 4 A RNA-KONTROLLE	<b>MBC050</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARECHOVIRUS 1 RNA-KONTROLLE	<b>MBC102-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARVOVIRUS B19 (Plasmid) DNA-KONTROLLE	<b>MBC080-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® RESPIRATORISCHES SYNZYTIAL-VIRUS (Subtyp A) RNA-KONTROLLE	<b>MBC041</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® RESPIRATORISCHES SYNZYTIAL-VIRUS (Subtyp B) RNA-KONTROLLE	<b>MBC083</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® RHINOVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC091</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® RICKETTSIA CONORII DNA-KONTROLLE	<b>MBC042-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ROSS RIVER VIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC130-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® ROTAVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC026-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® RÖTELN RNA-KONTROLLE	<b>MBC113-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SALMONELLA ENTERITIDIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC003-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® SALMONELLA TYPHI DNA-KONTROLLE	<b>MBC044-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA-KONTROLLE	<b>MBC138-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 B.1.351 RNA-KONTROLLE	<b>MBC139-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 DELTA (B.1.617.2) RNA-KONTROLLE	<b>MBC141-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2OMICRON RNA KONTROLLE	<b>MBC143-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2OMICRON BA.2 RNA-KONTROLLE	<b>MBC145-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 P.1 RNA-KONTROLLE	<b>MBC140-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 RNA-KONTROLLE	<b>MBC137</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® SHIGELLA FLEXNERI DNA-KONTROLLE	<b>MBC089-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ST. LOUIS ENZEPHALITIS-VIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC101-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) DNA-Kontrolle	<b>MBC073-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) DNA-KONTROLLE	<b>MBC074-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC071-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA-KONTROLLE	<b>MBC070-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® SOMMER-MENINGOENZEPHALITIS-VIRUS-RNA-KONTROLLE	<b>MBC045-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® TOSCANA-VIRUS-RNA-KONTROLLE	<b>MBC129-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® TOXOPLASMA GONDII DNA-KONTROLLE	<b>MBC047</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® TREPONEMA PALLIDUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC109</b>	700-2,000
AMPLIRUN® TRICHOMONAS VAGINALIS DNA-KONTROLLE	<b>MBC079</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® TRYPANOSOMA CRUZI DNA-KONTROLLE	<b>MBC059-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® TRYPANOSOMA RANGELI DNA-KONTROLLE	<b>MBC093-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® UREAPLASMA PARVUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC133-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® UREAPLASMA UREALYTICUM DNA-KONTROLLE	<b>MBC112</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® VARICELLA-ZOSTER-VIRUS DNA-KONTROLLE	<b>MBC048</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® VENEZOLANISCHE PFERDEENZEPHALITIS RNA-KONTROLLE	<b>MBC096-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® VIBRIO CHOLERAEE DNA-KONTROLLE	<b>MBC118-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® WEST-NIL-VIRUS-RNA-KONTROLLE	<b>MBC069-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® WESTERN EQUINE ENZEPHALITIS RNA-KONTROLLE	<b>MBC098-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® GELBFIEBERVIRUS RNA-KONTROLLE	<b>MBC100-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® YERSINIA ENTEROCOLITICA DNA-KONTROLLE	<b>MBC027-R</b>	10,000-20,000
AMPLIRUN® ZIKA-VIRUS (ASIATISCHE ABSTAMMUNG) RNA-KONTROLLE	<b>MBC103-R</b>	12,500-20,000
AMPLIRUN® ZIKA-VIRUS-RNA-KONTROLLE	<b>MBC072-R</b>	12,500-20,000

Im Vertrieb von:

## **Check Diagnostics GmbH**

Bergkoppel 11 23843 Bad Oldesloe

Tel.: +49 4531 42835 00 Fax.: +49 4531 42835 10

[check@check-dx.de](mailto:check@check-dx.de)

[www.check-dx.de](http://www.check-dx.de)

