

Aktive Überwachung auf Listerien, Salmonellen und coliforme Bakterien mit Isolation-Transwab®

Die Isolation-Transwabs® von MWE sind ein einzigartiges, praktisches und kostengünstiges Sortiment an in sich geschlossenen Abstrichtupfern für die Entnahme von Umweltproben.

Die Kits enthalten einen Tupfer zur Probenahme der Oberfläche, welcher dann in das mitgelieferte Röhrchen mit farbigem Gelmedium gegeben wird. Eine positive Probe wird durch einen Farbumschlag des Gels angezeigt.

- Klar erkennbarer Farbumschlag
- Positive Ergebnisse innerhalb von 24h* ablesbar
- In sich geschlossenes System
- Einzeln verpackt - leicht zu transportieren
- Lagerung bei Raumtemperatur

* weitere 24h inkubieren um negative Ergebnisse zu bestätigen

Listeria Isolation Transwab®

Ergebnisse innerhalb von 24h verfügbar (max. 48h).

Farbumschlag bei positiven Proben:

KLAR zu SCHWARZ



Coliform Isolation Transwab®

Ergebnisse innerhalb von 24h verfügbar (max. 48h).

Farbumschlag bei positiven Proben:

VIOLETT zu GELB



Salmonella Isolation Transwab®

Ergebnisse innerhalb von 24h verfügbar (max. 48h).

Farbumschlag bei positiven Proben:

ROT zu SCHWARZ




Hygiene Swab™

Ähnlich zum Isolation Transwab®, dient als Indikator für starke mikrobielle Kontamination.

Ergebnisse innerhalb von 8h - 12h

Farbumschlag bei positiven Proben: ROT zu GELB



Im Vertrieb von:

Check Diagnostics GmbH

Bergkoppel 11 23843 Bad Oldesloe

Tel.: 04531 42835 00

Fax.: 04531 42835 10

check@check-dx.de