

# PurFlock Ultra® Beflockter Tupfer

Standard Nylonbeflockte Spitze mit Polystyrolstab - Sollbruchstelle bei 80mm



Standard  
Nylonbeflockte  
Spitze

Polystyrolstab,  
Sollbruchstelle bei  
80mm

## Beschreibung

Die Reinheit von PurFlock macht es ideal für PCR, molekulare Assays, DNA-Analysen, forensische Anwendungen sowie direkte Antigentests. Seine einzigartig gestaltete Faserstruktur sorgt für eine bessere Ausbeute bei der Beprobung.

Patentiert: USA, Kanada, Europa, Australien, Japan  
China Patent angemeldet: Hongkong

## Dimensionen

5,93" Gesamtlänge (150,622 mm)

## Spitze

- 0,219" Durchmesser (5,563 mm)
- 0,68" Länge (17,27 mm)

## Griff

- 0,1" Durchmesser (2,54 mm) verjüngt auf 0,09" (2,286 mm)
- 5,89" Länge (149,606 mm)

## Qualität

- Medizinische Qualität
- Hochsaugfähige Spitze
- Weiche, glatte Spitze
- Hergestellt in den USA

## Anwendung

- Mikrobiologische Probenentnahme
- Molekulare Assays, PCR
- Diagnostische Schnelltests
- Forensische Untersuchungen
- Sammeln von Speichelproben/Wangenzellen

Artikel	Verpackung
MW810	125 oder 1250 Stück einzeln im Blister verpackt
MW830	100 Stück im Transportröhrchen



Im Vertrieb von:



## Check Diagnostics GmbH

Dorfstraße 2 23847 Westerau  
Tel.: 04539 181616 Fax: 04539 181617  
check@check-dx.de www.check-dx.de