

# PurFlock Ultra® Beflockter Tupfer

sehr feine Nylonbeflockte Spitze mit Polystyrolstab - Sollbruchstelle bei 100mm



sehr feine  
Nylonbeflockte  
Spitze

Polystyrolstab,  
Sollbruchstelle bei  
100mm

## Beschreibung

Die Reinheit von PurFlock macht es ideal für PCR, molekulare Assays, DNA-Analysen, forensische Anwendungen sowie direkte Antigentests. Seine einzigartig gestaltete Faserstruktur sorgt für eine bessere Ausbeute bei der Beprobung.

Patentiert: USA, Kanada, Europa, Australien, Japan  
China Patent angemeldet: Hongkong

## Dimensionen

6,02" Gesamtlänge (152,908 mm)

## Spitze

- 0,140" Durchmesser (3,556 mm)
- 0,66" Länge (16,76 mm)

## Griff

- 0,1" Durchmesser (2,54 mm) verjüngt auf 0,036" (0,914 mm)
- 5,99" Länge (152,146 mm)

## Qualität

- Medizinische Qualität
- Hochsaugfähige Spitze
- Weiche, glatte Spitze
- Hergestellt in den USA

## Anwendung

- Nasopharyngeale- HNO- und Urethral- Probenentnahme
- Molekulare Assays, PCR
- Diagnostische Schnelltests
- Forensische Untersuchungen

Artikel	Verpackung
MW813	125 oder 1250 Stück einzeln im Blister verpackt
MW833	100 Stück im Versandröhrchen



Im Vertrieb von:



## Check Diagnostics GmbH

Dorfstraße 2 23847 Westerau  
Tel.: 04539 181616 Fax: 04539 181617  
check@check-dx.de www.check-dx.de